





PORTUGUÊS

TESOURA PARA MATERIAIS MÉDICOS

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Dispositivos

Tesouras para materiais médicos (não estéreis, em aço inoxidável).

Especificações do produto:

O produto é feito com aço inoxidável de alta qualidade para a produção de instrumentos médicos de acordo com as normas ISO e ASTM.

Pré-limpeza

Remova depósitos grosseiros usando uma esponja de laparotomia e água estéril durante o procedimento.

Limpeza manual

Para minimizar o risco para os profissionais que realizam a limpeza manual, devem sempre ser evitados respingos e a formação de espirros. A equipe que realiza a limpeza manual deve sempre usar EPIs.

Os dispositivos devem ser:

- 1) Limpos utilizando-se um pano que não solte fiapos impregnado com uma solução detergente adequada, e, em seguida, com um pano limpo húmido e sem fiapos, e então
- 2) Secos utilizando-se outro pano limpo que não solte fiapos. Podem ser utilizados lenços impregnados com álcool após o processo de limpeza manual.

Detergentes: Use detergentes específicos: não use detergente comum.

Desinfecção

Os instrumentos GIMA com revestimento em pó/papel não são autoclaváveis, mas podem ser limpos/desinfetados com desinfetantes como Endo Star (desinfetante de instrumento de alto nível) ou qualquer outra solução desinfetante/esterilizante superior.

Manuseio no ponto de uso

Só podem ser utilizados para o fim para o qual foram projetados, e apenas por profissionais adequadamente qualificados.

Armazenamento e manutenção

Os produtos devem ser armazenados longe da luz solar direta e da água, em ambiente seguro, seco e fresco.

Aviso

Não use instrumentos enferrujados. Antes de usar, lave as mãos com sabão antibacteriano ou use um higienizante para as mãos aprovado.

Apenas para uso profissional - desinfete antes de usar.

Conclusão

Estes Dispositivos Médicos são classificados como classe I conforme o Regulamento relativo aos Dispositivos Médicos (MDR) 2017/745.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante DE Hersteller PT Fabricante		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril DE Nicht steril		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso DE Gebrauchsanweisung beachten		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico DE Herstellungsdatum		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote DE Chargennummer		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				IT - Rappresentante autorizzato nel Regno Unito GB - Authorized Representative in the UK FR - Représentant autorisé au Royaume-Uni ES - Representante autorizado en el Reino Unido PT - Representante autorizado no Reino Unido DE - Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier PT - Identificador exclusivo do dispositivo FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) ES - Identificador de dispositivo único				IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé au Suisse ES - Representante autorizado en Suízo PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen

 **20520 - 20521 - 20522 - 20529**
20531 - 20532 - 20533 - 20534